

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbm22 Para Wb E Elisa - Q9Nw64

Número do item: CM0016180



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra RBM22 humano (Cwc2, ZC3H16, fSAP47). Validado para WB e ELISA; apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre o spliceossomo e o splicing de pré-mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-RBM22
Observações/Apelidos	Cwc2; ZC3H16; fSAP47; RBM22
Espécie	Humano
ID do gene	55696 (humano)
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-230 do RBM22 humano (NP_060517.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NW64
Peso da proteína	47 kDa
Envio	Bolsa de gelo