


Anticorpo Policlonal Anti-Rbm25 Para Wb, If/Icc, Elisa - P49756

Número do item: CM0018241



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína de ligação a RNA 25 (RBM25), validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage com humano e camundongo. RBM25 regula o splicing alternativo e a apoptose por meio da modulação da isoforma BCL2L1 - P49756

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM25 pAb de coelho
Observações/Alias	S164; NET52; RNPC7; Snu71; RED120; fSAP94; RBM25
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	58517
GeneID	58517
Imunógeno	Proteína Recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P49756
Peso da Proteína	100kDa
Envio	Bolsa de gelo