

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbm26 Para Wb E Elisa - Q5T8P6

Número do item: CM0017760

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a RBM26, validado para WB e ELISA. Detecta RBM26 humano e tem reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteínas de ligação a RNA e estudos de turnover de RNA nuclear pA+.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM26 pAb de Coelho
Observações/Alias	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64062
ID do Gene	64062
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q5T8P6
Peso da Proteína	114kDa
Envio	Bolsa de gelo