

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Rbm26 Para Wb E Elisa - Q5T8P6

Número do item: CM0015375

introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-RBM26 aplicável para Western blot e ELISA. Tem como alvo a proteína 26 de ligação a RNA humana, implicada na renovação de RNA poli(A)+ nuclear. Ideal para pesquisa de regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM26 Coelho pAb
Observações/Apelidos	ARRS2; SE70-2; ZC3H17; PRO1777; C13orf10; PPP1R132; RBM26
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64062
ID do Gene	64062
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 65-140 da RBM26 humana (NP_071401.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q5T8P6
Peso da Proteína	114kDa
Transporte	Bolsa de gelo