

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Rbm3 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P98179

Número do item: CM0002708



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RBM3 (proteína de ligação a RNA 3) humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de estresse por frio e ligação a RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM3 mAb de Coelho
Observações/Alias	RNPL; IS1-RNPL; RBM3
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	5935
GeneID	5935
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 58-157 do RBM3 humano (P98179)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P98179
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Bolsa de gelo