

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbm3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P98179

Número do item: CM0026383



### introdução

O RBM3 Rabbit pAb é um anticorpo policlonal produzido em coelho, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humano, camundongo e rato. Alvo: proteína de ligação ao mRNA induzível pelo frio RBM3 (17 kDa, SWISS P98179).

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                    |
|---------------------|--------------------------|
| Nome do Produto     | RBM3 Rabbit pAb          |
| Observações/Alíase  | RNPL; IS1-RNPL; RBM3     |
| Espécie             | Humano                   |
| ID do Gene (Humano) | 5935                     |
| ID do Gene          | 5935                     |
| Imunógeno           | Proteína recombinante    |
| Fonte               | Coelho                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato |
| SWISS               | P98179                   |
| Peso da Proteína    | 17kDa                    |
| Envio               | Bolsa de gelo            |