

## Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Rbm34 Para Wb, Elisa - P42696

Número do item: CM0013884

### introdução

Anticorpo policlonado de coelho anti-RBM34 validado para Western blotting e ELISA. Tem como alvo a proteína 34 de ligação a RNA humana, que se localiza no nucléolo e está implicada no processamento de RNA. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                      |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RBM34 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/Alias   | RBM34                                                                                                                      |
| Espécie             | Humano                                                                                                                     |
| ID do Gene          | 23029                                                                                                                      |
| Imunogeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-280 da RBM34 humana (NP_055829.2). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                     |
| Categoria           | Anticorpos Policlonados                                                                                                    |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                  |
| Reatividade Cruzada | Humano                                                                                                                     |
| SWISS               | P42696                                                                                                                     |
| Peso da Proteína    | 49kDa                                                                                                                      |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                              |