


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbm39 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14498

Número do item: CM0019557



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RBM39 humano (CAPER α). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de splicing e transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM39 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HCC1, CAPER, RNPC2, FSAP59, CAPERalpha, RBM39
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9584
GeneID	9584
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-508 do RBM39 humano (NP_001229528.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14498
Peso Proteico	59kDa
Envio	Bolsa de gelo