

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbm46 Para Wb E Elisa - Q8Tby0

Número do item: CM0024129

introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RBM46 (CT68), um regulador chave da meiose e fertilidade. Validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para biologia reprodutiva e pesquisa de células germinativas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM46 pAb de Coelho
Observações/Apelido	CT68; RBM46
Espécie	Humano
GeneID (humano)	166863
GeneID	166863
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-140 do RBM46 humano (NP_659416.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TBY0
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo