


Anticorpo Policlonal Anti-Rbm5 Para Wb, Elisa - P52756

Número do item: CM0014761



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RBM5 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com humanos, camundongos e ratos. Adequado para pesquisas sobre apoptose e splicing alternativo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM5 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	G15, H37, RMB5, LUCA15, LUCA-15, RBM5
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10181
GeneID	10181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-130 de RBM5 humano (NP_005769.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P52756
Peso da Proteína	92kDa
Transporte	Bolsa de gelo