

Anti-Rbm6 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P78332

Número do item: CM0014299

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RBM6 humano, validado para Western blot e ELISA. Adequado para estudar a função da proteína de ligação ao RNA 6, splicing alternativo e pesquisa de antígenos de câncer de pulmão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBM6 pAb Coelho
Observações/Apelido	3G2; g16; DEF3; DEF-3; HLC-11; NY-LU-12; RBM6
Espécie	Humano
GeneID	10180
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 530-770 do RBM6 humano (NP_005768.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78332
Peso da Proteína	129kDa
Envio	Saco de gelo