

Anti-Rbm7 (Validado Em Ko) Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ip, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Cqt2

Número do item: CM0010599

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho validado em KO contra Rbm7 de camundongo. Adequado para WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Peso da proteína 30 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[Validado em KO] Rbm7 Coelho mAb
Observações/Apelido	1200007M24Rik; 1500011D06Rik
Espécie	Camundongo
GeneID (humano)	10179
GeneID	67010
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 87-265 do Rbm7 de camundongo (NP_659197.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9CQT2
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Saco de gelo