


Anticorpo Policlonal Anti-Rbm7 Para Wb, Elisa - Q9Y580

Número do item: CM0019655



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a proteína 7 de ligação ao RNA humana (RBM7), validado para Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo. Adequado para o estudo da função do complexo NEXT e do metabolismo do RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-RBM7
Observações/Apelido	RBM7
Espécie	Humana
GeneID (humano)	10179
GeneID	10179
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-266 da RBM7 humana (NP_057174.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	Q9Y580
Peso da proteína	31 kDa
Envio	Bolsa de gelo