

Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-RbmX/Hnrnp G Para Wb, Elisa - P38159

Número do item: CM0018372



introdução

Anticorpo policlonado de coelho que reconhece RBMX/hnRNP G humano, validado para WB e ELISA, com reação cruzada com camundongo. Tem como alvo uma proteína multifuncional de ligação a RNA envolvida na transcrição, splicing e sinalização de TNFR1. Ideal para estudos de oncologia e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBMX/hnRNP G Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RNMX; HNRPG; HNRNPG; MRXS11; RBMXP1; RBMXRT; hnRNP-G; RBMX/hnRNP G
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27316
GeneID	27316
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-95 da RBMX/hnRNP G humana (NP_002130.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	P38159
Peso da Proteína	42kDa
Envio	Bolsa de gelo