

Anticorpo Policlonal Anti-Rbmy1F Para Wb E Elisa - Q15415

Número do item: CM0018849

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao RBMY1F humano (UniProt Q15415). Adequado para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade cruzada com rato. Essencial para estudos de espermatogênese e splicing de pré-mRNA no testículo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBMY1F Rabbit pAb
Observações/Alias	YRRM2; RBMY1F
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	159163
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-80 do RBMY1F humano (NP_689798.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato
SWISS	Q15415
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco de gelo