


Anticorpo Policlonal Anti-Rbp1 Para Wb, If/Icc, If-P, Elisa - P09455

Número do item: CM0014546



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra RBP1 humano (proteína I de ligação ao retinol celular). Validado para WB, IF/ICC, IF-P, ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos sobre transporte de vitamina A e biologia das gotículas lipídicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RBP1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	CRBP; RBPC; CRBP1; CRBPI; hCRBP1; CRABP-I; RBP1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5947
GeneID	5947
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-135 da RBP1 humana (NP_001352869.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P09455
Peso da proteína	16 kDa
Envio	Bolsa de gelo