

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbp3 Para Wb E Elisa - P10745

Número do item: CM0025362

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RBP3 humano, validado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta RBP3 (135 kDa) humano, de camundongo e de rato, uma proteína de ligação de retinoides interfotorreceptora chave no ciclo visual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBP3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	IRBP; RBPI; RP66; D10S64; D10S65; D10S66; RBP3
Espécie	Humano
GeneID	5949
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 18-320 do RBP3 humano (NP_002891.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P10745
Peso Proteico	135kDa
Envio	Saco de gelo