


Anticorpo Monoclonal Anti-Rbp4 Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P02753

Número do item: CM0010936



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RBP4 (pseudônimo RDCCAS; MCOPCB10) validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA. Reage com a proteína 4 de ligação ao retinol (transporte plasmático de retinol) humana, de camundongo e de rato. Peso molecular de aproximadamente 21 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBP4 mAb de coelho
Observações/Apelidos	RDCCAS; MCOPCB10
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5950
GeneID	5950
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-201 da RBP4 humana (NP_006735.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02753
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo