


Anticorpo Policlonal Anti-Rbp4 Para Wb, Elisa - P02753

Número do item: CM0015617



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RBP4 humana (proteína de ligação ao retinol 4), validado para aplicações WB e ELISA. Detecta níveis endógenos em espécies humanas, de camundongo e rato. Ideal para pesquisa em transporte de retinol e metabolismo da vitamina A.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBP4 Rabbit pAb
Observações/Alias	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5950
ID do Gene	5950
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-201 da RBP4 humana (NP_006735.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P02753
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de gelo