


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbp4 Para Wb, Elisa - P02753

Número do item: CM0021829



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra RBP4 humano, adequado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo. Ideal para investigações sobre o transporte de retinol, a homeostase da vitamina A e as vias relacionadas à visão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBP4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RDCCAS; MCOPCB10; RBP4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5950
GeneID	5950
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-201 da RBP4 humana (NP_006735.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P02753
Peso da Proteína	21 kDa
Envio	Bolsa de gelo