


Anticorpo Policlonais Anti-Rbp7 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96R05

Número do item: CM0024327



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-RBP7 para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece RBP7 (CRBP4/CRABP4) humano, de camundongo e rato. Principal proteína de transporte intracelular de retinol. Ideal para pesquisa de metabolismo de retinoides e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBP7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	CRBP4; CRABP4; CRBP4V; RBP7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	116362
GeneID	116362
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-134 da RBP7 humana (NP_443192.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q96R05
Peso da Proteína	16kDa
Transporte	Saco de gelo