

Anticorpo Monoclonal Anti-Rbpjk Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06330

Número do item: CM0005467



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra RBPJK (CBF-1, SUH) validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com RBPJK humano e de camundongo (56 kDa). Ferramenta essencial para o estudo da sinalização Notch e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBPJK Rabbit mAb
Observações/Apelido	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
Espécie	Humano
GeneID (humano)	3516
GeneID	3516
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 do RBPJK humano (Q06330).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q06330
Peso da Proteína	56kDa
Envio	Saco com gelo