

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbpjk Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06330

Número do item: CM0024989



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RBPJK humano (RBP-J, CBF1). Validado para WB, IHC-P e ELISA com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização Notch e regulação transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBPJK Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SUH; csl; AOS3; CBF1; KBF2; CBF-1; RBP-J; RBPJK; IGKJRB; RBP-JK; RBPSUH; IGKJRB1; RBP-J kappa
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3516
GeneID	3516
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 de RBPJKB humano (NP_976028.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06330
Peso da Proteína	56 kDa
Envio	Bolsa de gelo