

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rbpms Para Wb E Elisa - Q93062

Número do item: CM0016285



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RBPMs, uma proteína de ligação a RNA envolvida na regulação do splicing alternativo. Validado para WB e ELISA em humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa em biologia vascular e splicing.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RBPMs Rabbit pAb
Observações/Apelido	HERMES; RBPMs
Espécie	Humano
ID do Gene	11030
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-219 da RBPMs humana (NP_001008712.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q93062
Peso Molecular	22 kDa
Envio	Bolsa de gelo