

## Anticorpo Policlonais Anti-Rc3H1/Roquin-1 Para Wb E Elisa - Q5Tc82

Número do item: CM0019225



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado a RC3H1 humano (Roquin-1), validado para WB e ELISA. Adequado para estudos de regulação gênica pós-transcricional e respostas imunes. Reação cruzada com humano, camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | RC3H1 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Observações/Alias   | FHL6; IMDSHY; RNF198; ROQUIN; RC3H1                                                                                          |
| Espécie             | Humano                                                                                                                       |
| ID do Gene (Humano) | 149041                                                                                                                       |
| ID do Gene          | 149041                                                                                                                       |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 834-1133 da RC3H1 humana (NP_742068.1). |
| Origem              | Coelho                                                                                                                       |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                       |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                    |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                     |
| SWISS               | Q5TC82                                                                                                                       |
| Peso da Proteína    | 126kDa                                                                                                                       |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                |