

Anti-Rcc1 Anticorpo Monoclonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P18754

Número do item: CM0002948



introdução

O mAb de Coelho anti RCC1 é um anticorpo monoclonal produzido contra o RCC1 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada em humanos, camundongos e ratos. Ideal para estudar a condensação da cromatina e a regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho anti RCC1
Observações/Apelido	CHC1; RCC1-I; RCC1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1104
GeneID	1104
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do RCC1 humano (P18754).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P18754
Peso da Proteína	45kDa
Envio	Saco com gelo