

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Rcc2 Para Wb, Elisa - Q9P258

Número do item: CM0016250



introdução

Anticorpo policlonico de coelho direcionado à proteína humana RCC2 (TD-60), validado para Western blotting e ELISA. Ideal para investigações sobre regulação do ciclo celular, mitose e vias de sinalização de pequenas GTPases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RCC2 Rabbit pAb
Observações/Alias	TD-60; RCC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55920
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 323-522 da RCC2 humana (NP_001129676.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9P258
Peso da Proteína	56kDa
Transporte	Bolsa de gelo