

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rce1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y256

Número do item: CM0020700

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra RCE1 humano (protease 2 de prenilação CAAX/FACE2). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. 36 kDa. Adequado para estudos de processamento de proteínas preniladas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	RCE1 pAb de coelho
Observações/Alias	FACE2; RCE1A; RCE1B; RCE1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	9986
ID do gene	9986
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-200 da RCE1 humana (NP_005124.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9Y256
Peso da proteína	36 kDa
Envio	Bolsa de gelo