


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rcl1 Para Wb E Elisa - Q9Y2P8

Número do item: CM0025636



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado ao RCL1 humano (proteína semelhante à ciclase de fosfato 3'-terminal de RNA). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisa de biogênese ribossômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RCL1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RNAC; RPCL1; RCL1
Espécie	Humano
ID do Gene	10171
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 do RCL1 humano (NP_005763.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y2P8
Peso Proteico	41 kDa
Envio	Bolsa de gelo