

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Rcn1 Para Wb/If/Icc/Elisa - Q15293

Número do item: CM0018863

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra RCN1 (Reticulocalbin-1) humano, validado para WB, IF/ICC e ELISA. Reage com espécies cruzadas com camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de cálcio no RE.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RCN1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	RCN; RCAL; PIG20; HEL-S-84; RCN1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	5954
GeneID	5954
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 30-331 do RCN1 humano (NP_002892.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q15293
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Bolsa de gelo