

Anticorpo Policloal Anti-Rcn2 (Reticulocalbin-2) Para Wb E Elisa - Q14257

Número do item: CM0018939

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra RCN2 (Reticulocalbin-2) humano, validado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Adequado para pesquisa de proteínas ligantes de cálcio no retículo endoplasmático.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validado] RCN2 Rabbit pAb
Observações/Alias	E6BP; ERC55; ERC-55; TCBP49; N2
Espécie	Humano
ID do Gene	5955
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-180 do RCN2 humano (NP_002893.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q14257
Peso Proteico	37kDa
Envio	Bolsa de gelo