


Anticorpo Policlonal Anti-Rcvrn Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P35243

Número do item: CM0029325



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à recuperina humana (RCVRN). Validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em transdução visual e estudos de retinopatia associada ao câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RCVRN Rabbit pAb
Observações/Apelido	RCV1; RCVRN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5957
ID do Gene	5957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da RCVRN humana (NP_002894.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35243
Peso Proteico	23 kDa
Envio	Em saco de gelo