

Anticorpo Policlonal Anti-Rdh11 Para Wb E Elisa - Q8Tc12

Número do item: CM0021995

introdução

Anticorpo policlonal Anti-RDH11 adequado para WB e ELISA, detectando retinol desidrogenase 11 humana e de rato. Tem como alvo uma enzima crítica no metabolismo de retinoides com um peso molecular previsto de 35 kDa. Ideal para aplicações de IVD e pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RDH11 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MDT1; CGI82; PSDR1; RALR1; SCALD; ARSDR1; HCBP12; RDJCSS; SDR7C1; RDH11
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51109
ID do Gene	51109
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 70-145 do RDH11 humano (NP_057110.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8TC12
Peso da Proteína	35kDa
Envio	Saco de gelo