

Anticorpo Policlonal Anti-Rdm1 (Rad52B) Para Wb, Elisa - Q8Ng50

Número do item: CM0030558

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RDM1 validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com camundongo. Tem como alvo a proteína 1 contendo motivo RAD52 humana, uma proteína de ligação a DNA/RNA associada à resistência ao cisplatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RDM1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RAD52B; RDM1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	201299
GeneID	201299
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 125-284 da RDM1 humana (NP_663629.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8NG50
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de Gelo