

Anticorpo Policlonal Anti-Reck Para Wb, Elisa - 095980

Número do item: CM0028369



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o RECK humano (proteína rica em cisteína indutora de reversão com motivos de Kazal). Adequado para Western blot e ELISA, reage cruzadamente com camoondongo. Ideal para estudos de sinalização Wnt, angiogênese e biologia tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RECK Coelho pAb
Observações/Apelido	ST15; RECK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8434
GeneID	8434
Imunogénio	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 110-210 do RECK humano (NP_066934.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camoondongo
SWISS	095980
Peso da Proteína	106kDa
Envio	Saco de gelo