


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Recoverina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P35243

Número do item: CM0010559



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-Recoverina de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Adequado para amostras humanas, de camundongo e de rato. A Recoverina é um sensor de cálcio na fototransdução. Ideal para pesquisa em visão.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Recoverina Rabbit mAb
Observações/Apelido	RCV1; RCVRN
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	5957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-200 da Recoverina humana (NP_002894.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P35243
Peso da Proteína	23 kDa
Transporte	Bolsa de gelo