

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Recql4 Para Wb E Elisa - 094761

Número do item: CM0026678



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a RECQL4 humana, validado para Western blot e ELISA. Detecta RECQL4 em amostras humanas e de camundongo. Adequado para estudos de função de DNA helicase e estabilidade genômica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RECQL4 Rabbit pAb
Observações/Alias	RECQ4; RECQL4
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9401
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 231-330 da RECQL4 humana (NP_004251.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	094761
Peso da Proteína	133kDa
Transporte	Saco de gelo