

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Reep1 Para Wb E Elisa - Q9H902

Número do item: CM0026892

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a REEP1 humana (proteína da paraplegia espástica 31), validado para WB e ELISA. Detecta REEP1 humano, de camundongo e de rato (~22 kDa). Adequado para pesquisa de rede reticular endoplasmática e neurodegeneração.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REEP1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DSMA6; HMN5B; SPG31; Yip2a; C2orf23; REEP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	65055
ID do Gene	65055
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H902
Peso Proteico	22 kDa
Transporte	Bolsa de gelo