

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Reep2 Para Wb, If-P, Elisa - Q9Brk0

Número do item: CM0021825

introdução

Anticorpo policlonal de coelho REEP2 para WB, IF-P, ELISA. Detecta REEP2 humano, reativo cruzado com camundongo e rato. Tem como alvo a proteína de formação da rede do RE implicada na paraplegia espástica hereditária. Ideal para pesquisas em neurociência e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REEP2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	SPG72; Yip2d; C5orf19; SGC32445; REEP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51308
ID do Gene	51308
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 93-252 do REEP2 humano (NP_057690.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9BRK0
Peso da Proteína	28kDa
Envio	Saco de gelo