

Anticorpo Policlonal Anti-Reep5 Para Wb, Elisa - Q00765

Número do item: CM0016795

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra REEP5, validado para Western blot (WB) e ELISA; detecta REEP5 humano, de rato e de camundongo. Ideal para estudar a função do retículo sarcoplasmático cardíaco. O imunógeno corresponde aos resíduos 120-189.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REEP5 Coelho pAb
Observações/Apelido	DP1; TB2; YOP1; POB16; Yip2e; D5S346; C5orf18; REEP5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7905
GeneID	7905
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 120-189 do REEP5 humano (NP_005660.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q00765
Peso Proteico	21kDa
Envio	Em saco de gelo