


Anticorpo Policlonal Anti-Reg1A Para Wb E Elisa - P05451

Número do item: CM0029465



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra REG1A humano (Litostatina-1-alfa), validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre regeneração pancreática e cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REG1A pAb Coelho
Observações/Apelido	P19, PSP, PTP, REG, ICRF, PSPS, PSPS1, REG1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	5967
GeneID	5967
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-150 do REG1A humano (NP_002900.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P05451
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco com gelo