


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Reg3A Para Wb, Elisa - Q06141

Número do item: CM0019808



introdução

Valide a expressão de REG3A com este anticorpo policlonal de coelho, adequado para aplicações de WB e ELISA. Detecta REG3A humano, de camundongo e de rato, uma lectina do tipo C bactericida envolvida na inflamação e na regeneração tecidual.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REG3A Rabbit pAb
Observações/Alias	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Espécie	Humana
ID do Gene	5068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-175 da REG3A humana (NP_002571.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q06141
Peso da Proteína	19 kDa
Transporte	Bolsa de gelo