


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Reg3A Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06141

Número do item: CM0014712



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-REG3A de alta qualidade, validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com Humano, Camundongo e Rato. Tem como alvo REG3A (Q06141) em estudos de respostas antimicrobianas e inflamatórias.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REG3A Rabbit pAb
Sinônimos	HIP, PAP, PAP1, REG3, INGAP, PAP-H, PBCGF, HIP/PAP, REG-III, REG3A
Espécie	Humano
ID do Gene	5068
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-175 da REG3A humana (NP_002571.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06141
Peso da Proteína	19 kDa
Envio	Bolsa de gelo