

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Reg4 Para Wb E Elisa - Q9Byz8

Número do item: CM0013344



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra REG4 humano, adequado para WB e ELISA. Apresenta reatividade cruzada com camundongo e rato. Tem como alvo a proteína 4 derivada de ilhotas regeneradoras, uma lectina envolvida na inflamação gastrointestinal e no câncer. Ideal para pesquisa de câncer colorretal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REG4 Rabbit pAb
Observações/Alias	GISP; RELP; REG-IV; REG4
Espécie	Humano
GeneID	83998
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 23-158 da REG4 humana (NP_114433.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9BYZ8
Peso da Proteína	18kDa
Envio	Bolsa de gelo