


Anticorpo Monoclonal Anti-Relb De Coelho Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01201

Número do item: CM0007374



introdução

O RELB Rabbit mAb é um anticorpo monoclonal recombinante validado para Western blot, IHC-P, imunoprecipitação e ELISA. Reconhece RELB (62 kDa) humano, de camundongo e de rato, permitindo estudos da via do fator de transcrição NF- κ B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RELB Rabbit mAb
Observações/Apelido	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5971
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 296-436 do RELB humano (NP_006500.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01201
Peso da Proteína	62kDa
Envio	Saco de gelo