


Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Relb Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q01201

Número do item: CM0016674



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado a RELB humana (Fator de transcrição RelB), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização de NF-kappa-B, desenvolvimento de linfócitos e inflamação. PM ~62 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	RELB Rabbit pAb
Observações/Apelidos	IREL; I-REL; IMD53; REL-B; RELB
Espécie	Humana
GeneID (humano)	5971
GeneID	5971
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 296-436 da RELB humana (NP_006500.2).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01201
Peso Proteico	62kDa
Envio	Bolsa de gelo