

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Reln Para Wb, Ihc-P, Elisa - P78509

Número do item: CM0024469



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho RELN validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta RELN humano, de camundongo e de rato. Imunógeno recombinante (aa 50-190). Para pesquisa em neurociência e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	RELN Rabbit pAb
Observações/Apelido	RL; ETL7; LIS2; PRO1598; RELN
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5649
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-190 do RELN humano (NP_005036.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P78509
Peso da Proteína	388kDa
Envio	Saco de gelo