

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Renina Para Wb, Ihc-P, Elisa - P00797

Número do item: CM0021697



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Renina validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com renina humana, de rato e de camundongo. Uma ferramenta de pesquisa para estudos do sistema renina-angiotensina, hipertensão e análise da função renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Renina (pAb)
Observações/Apelido	RTD; HNFJ2; ADTKD4; Renina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5972
ID do Gene	5972
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 250-406 da Renina humana (NP_000528.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P00797
Peso Molecular da Proteína	45kDa
Envio	Em saco de gelo