

Anticorpo Policlonal Anti-Repin1 Para Wb, Elisa - Q9Bwe0

Número do item: CM0023589

introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-REPIN1 validado para Western blot e ELISA. Detecta REPIN1 humano e murino, uma proteína de ligação ao DNA de 64 kDa envolvida na regulação do metabolismo lipídico e de ferro. Ideal para pesquisa em biologia celular e metabólica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	REPIN1 pAb de coelho
Observações/Alias	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464; REPIN1
Espécie	Humano
ID do Gene	29803
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 376-567 da REPIN1 humana (NP_037532.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9BWE0
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Bolsa de gelo