

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Repin1 Para Wb - Q9Bwe0

Número do item: CM0005059

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho REPIN1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece a proteína de ligação ao DNA de 60 kDa envolvida na importação de ácidos graxos e metabolismo lipídico, ideal para pesquisa metabólica e desenvolvimento de ensaios IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	REPIN1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	AP4; RIP60; ZNF464; Zfp464
Espécie	Humano
GeneID (humano)	29803
GeneID	29803
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 376-567 do REPIN1 humano (NP_037532.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9BWE0
Peso da Proteína	64kDa
Envio	Saco de gelo